


MAUS-LEBENDFALLE KÄFIG

Die humane Fangmethode


Art.-Nr. 63040




1. Köder einlegen



2. Falle spannen



3. Funktionsweise



Kontrollieren Sie die Falle regelmäßig und lassen Sie Mäuse in 2 km Entfernung wieder frei.

GB MOUSE LIVE TRAP

1. Insert bait
2. Tighten trap
3. Functionality

Check the trap regularly and release mice in 2 km distance.

ES TRAMPA RATONES „VIVOS“

1. Insertar cebo
2. Apretar trampa
3. Operación

Revisa la trampa regularmente y suelta los ratones a una distancia de 2 km.

NL MUIS LEVEND-VAL KOOI

1. Voer aas in
2. Haal de val aan
3. Operatie

Controleer vallen regelmatig en laat de muis los op 2 km afstand.

FR PIÈGES À SOURIS

1. Insérer l'appât
2. Tendre le piège
3. Fonctionnement

Vérifiez régulièrement le piège et relâchez les souris à au moins 2 km.

IT GABBIA TRAPPOLA DE TOPI

1. Inserire esca
2. Stringere la trappola
3. Operazione

Controlla regolarmente la trappola e rilascia i topi a una distanza di 2 km.

CZ PAST NA MYŠI

1. Vložte návnadu
2. Natáhněte past
3. Funkčnost

Past pravidelně kontrolujte, případně chyčenou krysu vypustte zpět do přírody vzdáleně alespoň 2 km.